



Rintapumppu

FI Käyttöohjeet

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com

Onnittelut Ameda-tuotteen hankkimisesta!

Autamme sinua saavuttamaan imetystavoitteesi lapsesi koko imetysajan. Ameda-rintapumpun ja HygieniKit®-maidonkeräysjärjestelmän avulla voit pumpata ja kerätä äidinmaitoa turvallisesti ja tehokkaasti.

Ameda HygieniKit on suljettu järjestelmä, jonka sisältämä kalvo estää ilman pääsyn pumpppuun, ja siihen kuuluva letku on erotettu äidinmaidon kanssa kosketuksissa olevista pumpun osista, joten letku pysyy kuivana. Kalvo auttaa estämään maidon pääsyn letkuun.

Lisätietoja imettämistä, äidinmaidon pumpppaamisesta ja Ameda-tuotteista on osoitteessa www.ameda.com. Jos haluat lisää tuotetietoja tai antaa

palautetta muissa maissa, löydät luettelon jälleenmyyjistä Yhdysvaltain ulkopuolella osoitteesta www.ameda.com.

Kuvakkeiden selitykset



Vaara



Varoitus



Tärkeää



Pesuohje



Kyllä



Ei



Lue käyttöohjeet



Särkyvää



Suojattava auringonvalolta



Pidettävä kuivana



Kuljetuksen/varastoinnin lämpötilarajat



Kuljetuksen/varastoinnin kosteusrajat



Käytön lämpötilarajat



Käytön kosteusrajat



Käytön painearajat



Viimeinen käyttöpäivä



Valmistaja

CE 0197

Tämä tuote noudattaa soveltuvia EU-säädöksiä, ja se on ilmoitetun laitoksen valvonnan alainen.

SN

Sarjanumero

REF

Luettelonumero

UoM

Mittayksikkö



Luokka II/kaksoiseristetty



Tyypin BF sovellettu osa

IP22

Luokitus kiinteiden hiukkasten/ nesteen sisäänpääsyä vastaan



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

EC

REP

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

SISÄLLYSLUETTELO

1. VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET	4
2. KÄYTTÖTARKOITUS	6
3. VASTA-AIHEET	7
4. TUOTTEEN KUVAUS	7
5. KOKOAMISOHJEET	8
5.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa: HygieniKitin puhdistaminen	8
5.2 HygieniKit-maidonkeräysjärjestelmän kokoaminen	9
6. TARKASTUS ENNEN PUMPPAUSTA.....	11
7. KÄYTTÖOHJEET	11
7.1 Kytke virtalähteeseen	11
7.2 Hallintapainikkeet.....	12
7.3 LCD-kuvakkeet ja tilat	13
7.4 Pumppauksen aloittaminen.....	14
7.5 Imukartion sovittaminen.....	16
7.6 Äidinmaidon säilytysohjeet	16
8. HYGIENIKITIN PUHDISTAMINEN	17
9. YLLÄPITO	18
9.1 Rintapumpun venttiilin tarkistus	18
9.2 Varastointi ja kuljetus.....	18
10. VIANMÄÄRITYS.....	19
11. TAKUU	21
12. TEKNISET TIEDOT.....	22
12.1 Tekniset tiedot	22
12.2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus.....	23
12.3 Tuotteen hävittäminen.....	26
13. KÄYTTÖ- JA VARASTOINTIOLOSUHTEET	27
14. MATKUSTUS TAI KÄYTTÖ ULKOMAILLA.....	27
15. AMEDA-LISÄTARVIKKEET JA -VARAOSAT	28

1. VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET

TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET

Käytettäessä sähkölaitteita on aina noudatettava seuraavia varotoimenpiteitä etenkin, jos paikalla on lapsia:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ

VAARA: Sähköiskuvaaran vähentäminen:

- Irrota aina sähkölaite sähköverkosta heti käytön jälkeen.
- **ÄLÄ** käytä kylvyn, suihkun tai uinnin aikana.
- **ÄLÄ** aseta tuotetta paikkaan tai säilytä sitä paikassa, jossa se voi pudota tai joutua vedetyksi kylpyammeeseen, suihkuun, pesualtaaseen tai uima-altaaseen.
- **ÄLÄ** aseta tai pudota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- **ÄLÄ** kurotu ottamaan veteen pudonnutta sähkötuotetta. Irrota laite välittömästi sähköverkosta.

VAARA-symboli viittaa tärkeisiin turvaohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai rintapumpun vaurioitumiseen. Seuraavien sanojen kanssa käytettyinä varoitussymbolit tarkoittavat seuraavaa:

	VAARA Voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
	VAROITUS Voi aiheuttaa lievän loukkaantumisen.
	TÄRKEÄÄ Voi aiheuttaa materiaalivaurioita.



VAARA: Vältä tulipalot, sähköiskut, vakavat palovammat ja loukkaantumiset:

- **ÄLÄ KOSKAAN** jätä tuotetta valvomatta, kun se on kytkettynä pistorasiaan.
- Tuotetta on pidettävä tarkasti silmällä, jos sitä käytetään lasten tai toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden lähellä.
- Käytä tuotetta **VAIN** tässä ohjeessa mainittuun käyttötarkoitukseen.
- **ÄLÄ** käytä muita kuin valmistajan suosittelemia osia.
- Tarkasta virtasovitin aina ennen käyttöä vaurioiden tai paljaiden johdinten varalta. Jos laitteessa havaitaan vaurioita tai paljaita johtimia, älä käytä virtasovitinta ja soita Amedan ParentCare-asiakaspalveluun numeroon **1.866.992.6332**.

- **ÄLÄ KOSKAAN** käyttää sähkölaitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vaurioitunut tai kastunut.
- Pidä johto loitolla kuumista pinnoista.
- **ÄLÄ** asenna paristoja väärinpäin, lataa, laita tuleen tai yhdistä muihin paristotyypppeihin. Seurauksena voi olla räjähdys tai vuoto ja loukkaantuminen. Vaihda kaikki paristot kerralla.
- **ÄLÄ KOSKAAN** käyttää nukkuessasi tai unisena.
- **ÄLÄ KOSKAAN** työnnä tai pudota mitään esinettä mihinkään aukkoon tai letkuun.

Käyttöön vaikuttavat ympäristöolosuhteet

- **ÄLÄ** käytä ulkona sähköjohdon kanssa.
- **ÄLÄ** käytä paikassa, jossa käytetään happi- tai aerosolisuihkutuotteita.



VAARA: Vältä terveysriskejä ja vähennä loukkaantumisen riskejä:

Tämä tuote on hygieniatuote ja tarkoitettu vain yhden käyttäjän käyttöön. Tätä tuotetta ei saa jakaa käyttäjien kesken, ei myydä eteenpäin eikä antaa käyttäjältä toiselle. Pumppaus ei estä äidinmaidon sisältämien aineiden tai infektioiden siirtymistä lapseen.

Huom.: Älä käytä vahingoittunutta tuotetta. Käytä tuotetta vain sen tässä ohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.

- **ÄLÄ** käytä pumppua ajon aikana.
- Pumppaus voi käynnistää synnytyksen. **ÄLÄ** käytä raskaana ollessasi ilman imetysasiantuntijan, hoitajan tai lääkärin lupaa.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käytön jälkeen puhdista kaikki osat (imukartio, kalvo, venttiili ja pullo), jotka joutuvat kosketuksiin rinnan ja äidinmaidon kanssa.
- **ÄLÄ** käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia.
- **ÄLÄ** tee mekaanisia tai sähköisiä muutoksia rintapumpun pohjaan.
- Tarkista kaikki soveltuvat pumpun komponentit ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista osat halkeamien, lohkeamien, repeämien ja kulumien varalta. **ÄLÄ** käytä laitetta ja ota välittömästi yhteys Amedan ParentCare-asiakaspalveluun numeroon **1.866.992.6332**.
- **ÄLÄ** jatka pumppausta yli 2 peräkkäisen pumppauskerran jälkeen, ellei tuloksia saavuteta.
- **ÄLÄ** lämmitä tai sulata pakastettua äidinmaitoa mikroaaltouunissa tai kiehuvaassa vedessä. Mikroaaltouuni voi lämmittää nesteitä epätasaisesti. Sekä mikroaaltouuni että kiehuva vesi voivat aiheuttaa palovammoja.

KURISTUMISVAARA: Pidä letkut ja johdot lasten ulottumattomissa.

TUKEHTUMISVAARA: Sisältää pieniä osia, **EI** alle 3-vuotiaille.



VAROITUS: Voi aiheuttaa lievän loukkaantumisen.

- Jos pumpun pohjassa on paristoja, poista ne ennen virtasovittimen käyttöä.
- **ÄLÄ** kiedo johtoa sovittimen rungon ympärille.
- Käytä **VAIN** Ameda Mya Joy -rintapumpulle suositeltua virtasovitinta.
- **ÄLÄ** lyhennä letkuja äläkä tee muutoksia rintapumppusarjaan.
- Varmista, että virtasovittimen jännite on yhteensopiva virtalähteen kanssa.
- Kytke virtasovitin pumpun pohjaan, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.
- Irrota virtasovitin virtalähteestä ja poista paristot, ennen kuin pyyhit pumpun pohjan ulkopuolelta kostealla liinalla.
- Suojaa pölyltä, nukalta ja suoralta auringonpaisteelta, sillä rintapumppu saattaa vaurioitua siten, että sen nopeus ja imukyky heikkenevät.
- **ÄLÄ** yritä poistaa imukartiota rinnastasi pumppaamisen aikana. Sammuta rintapumppu ja irrota sormellasi yhteys rinnan ja imukartion väliltä. Irrota vasta sitten imukartio rinnastasi.
- Aseta **AINA** rintapumppu vaakasuuntaiselle, tasaiselle pinnalle tuotetta käyttäessäsi.
- **ÄLÄ** vaihda paristoja tai avaa paristolokeron kantta, kun pumppu on käynnissä.
- Poista paristot ennen laitteen pitkäaikaista varastointia.



TÄRKEÄÄ: Voi aiheuttaa materiaalivaurioita.

- **ÄLÄ KOSKAAN** laita sähkötuotetta veteen tai sterilointiaineeseen, sillä se voi vaurioittaa rintapumppua pysyvästi.
- **ÄLÄ** käytä antibakteerisia tai hankaavia puhdistusaineita/pesuaineita rintapumpun tai sen osien puhdistukseen.
- Kun muovipullot tai muoviset pumppusarjan osat pakastetaan, ne voivat haurastua ja hajota pudotettaessa.
- **ÄLÄ** ylitäytä pulloja. Vaihda pullot, ennen kuin ne täyttyvät yli.
- Pullot ja rintapumppusarjan osat voivat vaurioitua, jos niitä käsitellään väärin, esim. pudotetaan, kiristetään liikaa tai kaadetaan kumoon.
- Tarkista aina pullot ja rintapumppusarjan osat ennen pumppaamista. Heitä äidinmaito pois, jos pullot tai rintapumppusarjan osat vaurioituvat.



SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

2. KÄYTTÖTARKOITUS


Ameda Mya Joy -rintapumppu on tarkoitettu äidinmaidon pumppaamiseen ja keräämiseen imettävän naisen rinnasta, jotta kerätty maito voidaan syöttää lapselle.

3. VASTA-AIHEET

Tämän tuotteen käyttöön ei liity tunnettuja vasta-aiheita.

4. TUOTTEEN KUVAUS

Ameda Mya Joy ja HygieniKit-maidonkeräysjärjestelmä



Sisältö	
1. Ameda Joy -pumppuyksikkö	
2. Virtasovitin	
Ameda HygieniKit-maidonkeräysjärjestelmä	3. Letkusovitin
	4. Letku
	5. Sovitinkansi
	6. Kalvo
	7. Imukartio (25,0 mm)
	8. Silikoniventtiili
	9. Pullo
	10. Pullon lukitusrenkaan korkki
	11. Pullon lukituslevy


Pumpun osat voivat vaihdella

5. KOKOAMISOHJEET

5.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa: HygieniKitin puhdistaminen

Ellei hoitaja tai lääkäri ole antanut muita ohjeita, valmistele tuote käyttöön ennen ensimmäistä käyttökertaa seuraavasti:

1. **IRROTA** sovitinkorkki imukartiosta.
2. **SIIRRÄ SYRJÄÄN** sovitinkorkki, letku ja letkusovitin. Niitä ei tarvitse irrottaa toisistaan. Näitä kolmea osaa **EI** tarvitse pestä ennen ensimmäistä käyttökertaa eikä jokaisen käyttökerran jälkeen, koska maito ei pääse suoraan kosketuksiin näiden osien kanssa.



ÄLÄ pese sovitinkorkkia, letkuja ja letkusovitinta.

Siirrä syrjään muut osat, kalvo, imukartio, venttiili ja maidon säilytyspullot, mukaan lukien lukitusrengas ja lukituslevy, sillä nämä osat saattavat olla kosketuksissa maitoon pumppauksen aloittamisen jälkeen.



Pese **AINA** kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä.

DESINFIOINTI keittämällä



TÄRKEÄÄ: Siirrä syrjään letku, sovitinkorkki ja letkusovitin. Näitä osia **EI** tarvitse pestä. **ÄLÄ** anna kiehuvien osien päästä kosketuksiin kattilan pohjan kanssa. Se saattaa vaurioittaa osia.



VAARA: **ÄLÄ** jätä kiehuvia osia valvomatta. Ota osat varovasti pois kiehuva vedestä välttääksesi palovammat. Kiehuva vesi ja kiehuva vedestä syntyvä höyry voivat aiheuttaa vakavia ihon palovammoja. Noudata siis varovaisuutta, kun keität osia vedessä ja poistat osia kiehuva vedestä.

DESINFIOINTI mikroaaltouunissa: Noudata höyrytyspussin valmistajan ohjeita.



TÄRKEÄÄ: Siirrä syrjään letku, sovitinkorkki ja letkusovitin. Näitä osia **EI** tarvitse pestä.


- Puhdista pumpun osat ensin huolellisesti, koska muutoin maitojäämät "höyrystyvät" kiinni osiin ja tarjoavat kasvualustan bakteereille.
- Tarkista pumppusarjan osat halkeamien, lohkeamien, repeytymien tai epämuodostumien varalta ennen desinfiointikäsitelyä ja sen jälkeen.



VAARA: Ole varovainen. Höyrytyspusseihin liittyy suuri palovammariski, joten käyttäjien on oltava hyvin varovaisia ottaessaan pussin pois mikroaaltouunista.

5.2 HygieniKit-maidonkeräysjärjestelmän kokoaminen

Kun pumpun osat ovat kuivuneet, pese kätesi ja kokoa HygieniKit-maidonkeräysjärjestelmä (pumppusarja).



TARTU venttiiliin kehyksestä tai paksuimmista reunoista.




PAINA venttiili imukartion pohjaan.



LIITÄ ja **KIRISTÄ** pullo tai liitä maidonsäilytyspussi.



ASETA kalvo imukartion yläosaan. *On tärkeää, että kalvon sisäpuoli on täysin KUIVA, jotta voidaan välttää kosteuden muodostuminen letkuihin.*



LIITÄ sovitinkansi/(-kannet) painamalla osa rintakartion/(-kartioiden) päälle, kunnes kuulet poksahduksen.



Letkujen pitäisi yhä olla **KYTKETTYINÄ** sovitinkansiin ja letkusovittimeen. *Jos olet irrottanut ne toisistaan, liitä letku sovitinkanteen/(-kansiin) ja letku letkusovittimeen.*



KOOTTU HYGIENIKIT yksittäiseen pumppaukseen.



KOOTTU HYGIENIKIT kaksoispumppaukseen.

Pumpun osat voivat vaihdella.

6. TARKASTUS ENNEN PUMPPAUSTA



TÄRKEÄÄ: Ennen kuin käytät Ameda Mya Joy -rintapumppua ja HygieniKit-järjestelmää, tarkasta osat halkeamien, lohkeamien, repeytymien tai kulumisen varalta. Ne voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan. Jos osia on vaihdettava vikojen vuoksi, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai pumpun ostopaikkaan. Älä käytä vaurioituneita osia. Listaus maasi jälleenmyyjistä on osoitteessa www.ameda.com.

7. KÄYTTÖOHJEET

7.1 Kytke virtalähteeseen

Sähkölähteen valinta ja tarkastus



VIRTASOVITIN



VAARA: Käytä **VAIN** Ameda Mya Joy -rintapumpulle suositeltua virtasovitinta. Australian, Ison-Britannian, Euroopan tai muiden maiden pistokekonfiguraatioilla varustettuja virtasovittimia ei saa käyttää Yhdysvalloissa tai Kanadassa.



VAARA: Tarkasta aina virtasovitin vaurioiden, kuten johtojen kiertymisen tai vääntymisen tai kuluneiden tai näkyvien johdinten varalta. Jos se on vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi ja soita asiakaspalveluun numeroon **1.866.992.6332**.

1. Jos pumpun pohjassa on paristoja, **POISTA** paristot ennen virtasovittimen pistokkeen käyttöä.
2. **TYÖNNÄ** virtasovittimen pieni pää pumpun pohjan vasemmalle puolelle kuvan osoittamalla tavalla.
3. **KYTKE** toinen pää pistorasiaan.

VINKKI: KÄYTÄ uusia ensiluokkaisia paristoja (kuten Energizer, Duracell) ja asenna ne oikein kuvan osoittamalla tavalla.

PARISTOT



VAARA: ÄLÄ asenna paristoja väärinpäin, heitä tuleen tai sekoita niitä muiden paristotyyppien kanssa. Seurauksena voi olla räjähdys tai vuoto ja loukkaantuminen. Vaihda kaikki paristot kerralla.



1. **AVAA** pumpun pohjassa oleva paristolokero.
2. **ASENNA** neljä uutta AA-paristoa kuvan osoittamalla tavalla.
3. **SULJE** paristolokero.

Paristojen alhaisen varauksen ilmoitus

Kun paristojen varaus on alhainen, LCD-näyttöön tulee "Lo"-ilmoitus. Vaihda tällöin kaikki paristot tai käytä virtasovitinta.

7.2 Hallintapainikkeet


A. VIRTAPAINIKE

B. TILANVALINNAN PAINIKE


Vaihtaa stimulaatiotilan ja pumppaustilan välillä

C. IMUTASO -/+

Pienentää tai suurentaa imun voimakkuutta pumppauksen aikana



7.3 LCD-kuvakkeet ja tilat



A. AJASTINNÄYTTÖ

Seuraa pumppausaikaa. Katkaisee laitteesta virran automaattisesti 45 minuutin kuluttua.

B. STIMULAATIOTILA

Jäljittelee vauvan nopean ja pienen imun rytmiä, jotta maitoa alkaisi virrata. Tätä kuvaketta ei näytetä, kun pumppaustila on valittuna.

HUOM.: Kahden minuutin kuluttua pumppu siirtyy automaattisesti pumppaustilaan, ellei sitä ole jo valittu manuaalisesti.

C. IMUVOIMAKKUUDEN TASO

Imuvoimakkuuden taso pumppauksen aikana. Ameda Mya Joy -rintapumpussa on kaksivaiheiset säädettävät imutilat:

- Stimulaatiotila: tasot 1–6
- Pumppaustila: tasot 1–12

Imutasoa voi säätää suuremmaksi tai pienemmäksi painikkeilla  ja .

D. PUMPPAUSTILA

Jäljittelee vauvan hidasta ja tasaista imurytmiä hitaalla mutta voimakkaammalla imulla, jolloin laite lypsää enemmän maitoa hellävaraisesti ja tehokkaasti. Tätä kuvaketta ei näytetä, kun stimulaatiotila on valittuna.

7.4 Pumpkauksen aloittaminen

VAIHE 1: KYTKE VIRTASOVITIN

Liitä virtasovitin pumpun pohjan VASEMMALLE puolelle.



VAIHE 2: LIITÄ LETKU

Liitä letkusovitin pumpun pohjan OIKEALLE puolelle ja kierrä sitten hieman oikealle samalla, kun painat lujasti sisään.



A. KAKSOISPUMPPAUS:
Molemmat letkut pitää liittää letkusovittimeen.




B. YKSITTÄINEN PUMPPAUS:
Poista yksi letku letkusovittimesta ja sulje toinen puoli.



VAIHE 3: ASETA IMUKARTIO RINTAAN


Keskitä imukartio rintaan siten, että niiden välille syntyy tiivis kosketus.

Tarkista imukartion sopivuus: jos pumpkaus tuntuu ikävältä, saatat tarvita pienemmän tai suuremman kartion. Katso osio, jossa käsitellään imukartion sovittamista.



VAIHE 4: KYTKE PUMPPUUN VIRTA

Kytke pumpppuun virta painamalla virtapainiketta. Käynnistettäessä valittuna on stimulaatiotila.




VAIHE 5: SÄÄDÄ IMUTASOA

Aseta stimulaation imutasoksi 1–6 oman mieltymyksesi mukaan. Älä koskaan aseta sitä epämiellyttävälle tasolle.


VINKKI: Aloita matalalta imutasolta ja suurennu imuasetusta sitten vähitellen omalle mukavuustasollesi. Miellyttävä imutaso voi vaihdella eri päivinä, päivän aikana tai jopa saman pumppauskerran aikana.

HUOM.: Kahden minuutin kuluttua pumppu siirtyy automaattisesti pumppaustilaan, ellei sitä ole jo valittu manuaalisesti.



VAIHE 6: VAIHDA TILAA


Kun maitoa alkaa virrata, siirry pumppaustilaan painamalla tilapainiketta.



VAIHE 7: SÄÄDÄ IMUTASOA

Aseta pumppauksen imutasoksi 1–12 oman mieltymyksesi mukaan. Älä koskaan aseta sitä epämiellyttävälle tasolle.


VINKKI: Aloita matalalta imutasolta ja suurennu imuasetusta sitten vähitellen omalle mukavuustasollesi. Miellyttävä imutaso voi vaihdella eri päivinä, päivän aikana tai jopa saman pumppauskerran aikana.



VAIHE 8: LOPETA PUMPPAUS


Kun haluat lopettaa pumppaamisen, paina ensin virtapainiketta ja poista sitten maidonkeräysjärjestelmä rinnastasi.

VINKKI: Kun pumpun virta on katkaistu, VIE tarvittaessa sormi rinnan ja imukartion väliin imun katkaisemiseksi.




7.5 Imukartion sovittaminen

Tarkista imukartion sopivuus: jos pumppaus tuntuu ikävältä, saatat tarvita pienemmän tai suuremman kartion.




SOPIVA KOKO

Pumppaamisen aikana nännisi liikkuu vapaasti imukartion tunnelissa. Näet nännin ympärillä olevan tilan. Pumppu ei ime tunneliin liian paljon nännipihasta.



LIIAN PIENI IMUKARTIO

Pumppaamisen aikana osa nännistäsi tai koko nänni hankautuu imukartion tunnelin reunoihin.



LIIAN SUURI IMUKARTIO

Pumppaamisen aikana suurempi osa nännipihasta imeytyy imukartioon nännisi mukana. Nännipiha saattaa hankautua imukartion tunnelin reunoja vasten.

7.6 Äidinmaidon säilytysohjeet

HUOM.: Kun pakastettu maito on sulanut kokonaan, merkitse pakkaukseen sulamisajankohta (maidossa ei ole jääkiteitä). Käytä täydellisen sulamisen ajankohtaa arvioidessasi hyväksyttävää aikarajaa maidon käytölle. Älä käytä tähän aikaa, jolloin maito otetaan pakastimesta.

Äidinmaito	Huonelämpötila	Aika jääkaapissa	Aika pakastimessa
Vasta pumpattu	Alle 6 tuntia	Alle 5 päivää	lhanteellinen: 3 kuukautta Optimaalinen: alle 6 kuukautta Hyväksyttävä: alle 12 kuukautta pakastimessa (-20 °C:ssa tai kylmemmässä)
Aiemmin pakastettu, jääkaapissa sulatettu, mutta ei lämmitetty	Alle 4 tuntia	Alle 24 tuntia	Älä pakasta uudelleen
Aiemmin pakastettu ja huonelämpötilaan laitettu	Syöttämisen loppuun saakka: enintään tunti huonelämpötilassa, minkä jälkeen hävitettävä	Alle 4 tuntia	Älä pakasta uudelleen
Lapsi on aloittanut syömisen	Syöttämisen loppuun saakka, minkä jälkeen voidaan laittaa jääkaappiin enintään 4 tunnin ajaksi	Alle 4 tuntia	Älä pakasta uudelleen
Sulatettu, aiemmin pakastettu, pastöroitu luovutettu rintamaito	Alle 4 tuntia	Alle 48 tuntia	Älä pakasta uudelleen
Pakastettu, pastöroitu luovutettu rintamaito pakastimessa	–	–	9–12 kuukautta pumppauspäivämäärästä


Lähde: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings. Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019

8. HYGIENIKITIN PUHDISTAMINEN

Jokaisen käyttökerran jälkeen: HygieniKitin puhdistaminen

1. **IRROTA** sovitinkorkki imukartiosta.
2. **SIIRRÄ SYRJÄÄN** sovitinkorkki, letku ja letkusovitin. Niitä ei tarvitse irrottaa toisistaan. Näitä kolmea osaa **EI** tarvitse pestä ennen ensimmäistä käyttökertaa eikä jokaisen käyttökerran jälkeen – maito ei pääse suoraan kosketuksiin näiden osien kanssa.

Siirrä syrjään muut osat, kalvo(t), imukartiot, venttiili ja maidon säilytyspullot, mukaan lukien lukitusrengas ja lukituslevy, sillä nämä osat saattavat olla kosketuksissa maitoon pumppauksen aloittamisen jälkeen.



ÄLÄ pese sovitinkorkkia, letkuja ja letkusovitinta.



Pese **AINA** kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä.

PUHDISTUS: Puhdistus lämpimällä saippuavedellä

Valmistele tuote jokaisen käyttökerran jälkeen seuraavaa käyttöä varten seuraavia ohjeita noudattaen, ellei terveydenhuollon ammattilainen ole antanut muita ohjeita:




TÄRKEÄÄ: Siirrä syrjään letku, sovitinkorkki ja letkusovitin. Näitä osia EI tarvitse pestä.

1



HUUHTELE mahdollisesti pumpun osiin jäänyt maito viileällä vedellä.

2




PESE kaikki osat – letkua, sovitinkorkkia ja letkusovitinta lukuun ottamatta – käsin lämpimällä saippuavedellä. Älä työnnä mitään venttiiliin puhdistuksen aikana.

3



HUUHTELE huolellisesti lämpimällä puhtaalla vedellä.

4



Anna **KAIKKIEN OSIEN KUIVUA** puhtaalla alustalla huoneilmassa.

*Ameda ei suosittele työntämään venttiileihin ja takaisinvirtaussuojuksiin mitään esinettä puhdistusta varten, mutta jos haluat käyttää harjaa tai desinfiointiin höyrytuspusseja, on erittäin tärkeää tarkistaa tuote halkeamien, lohkeamien, repeytymien tai epämuodostumien varalta ennen käyttöä ja sen jälkeen.

Pumpun osat voivat vaihdella.



TÄRKEÄÄ: imukartiot ja maidon säilytysastiat voidaan pestä myös tavallisen kodin astianpesukoneen ylätasolla. **ÄLÄ** käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Anna kuivua puhtaalla alustalla huoneilmassa. **ÄLÄ** laita osia pullojen höyrysterilointilaitteisiin tai mikroaaltosterilointipusseihin.

Pumpun puhdistaminen: Varmista, että pumpu on irrotettu sähköverkosta, ennen kuin pyyhit rintapumpun ja virtasovittimen puhtaalla, kostealla liinalla.

9. YLLÄPITO

Rintapumpun pohja ei tarvitse huoltoa tai ylläpitoa mahdollista paristojen vaihtoa lukuun ottamatta.

9.1 Rintapumpun venttiilin tarkistus



Tarkista venttiilit repeytymien tai reikien varalta. Vaihda mahdollisesti vaurioituneet venttiilit ennen pumppausta. Pese venttiilit puhdistusosion ohjeiden mukaisesti. Älä työnnä pulloharjaa tai mitään vastaavaa venttiileihin. Suosittelemme venttiilien vaihtamista 8–12 viikon välein, mutta aika voi vaihdella puhdistuksen ja käytön mukaan.

9.2 Varastointi ja kuljetus

Irrota HygieniKit ja virtasovitin pumpusta ennen tuotteen kuljetusta tai varastointia. Varastoi tuote näissä ohjeissa kuvatuissa olosuhteissa. Poista paristot ennen laitteen pitkäaikaista varastointia. Noudata varovaisuutta tuotteen kuljettamisessa.

10. VIANMÄÄRITYS

HIDAS MAIDON VIRTAUS, EPÄTASAINEN IMU TAI EI LAINKAAN IMUA	VENTTIILIN TARKISTUS Tarkista venttiilit repeytymien tai reikien varalta. Vaihda mahdollisesti vaurioituneet venttiilit ennen pumppausta. Pese venttiilit puhdistusosion ohjeiden mukaisesti. Älä työnnä pulloharjaa tai mitään vastaavaa venttiileihin. Suosittelemme venttiilien vaihtamista 8–12 viikon välein, mutta aika voi vaihdella puhdistuksen ja käytön mukaan. LIITÄNTÖJEN TARKISTUS Tarkista, että kokoonpano on suoritettu oikein ja että kaikki liitoskohdat on tukevasti kiinnitetty. • Letkusovitin letkuliitääntään • Letkusovitin letkuihin Tarkista, että sovitinkorkki on liitetty imukartioon. Saattaa kannattaa poistaa sovitinkorkki ja liittää se takaisin imukartioon. KALVON JA KARTION/PULLON TARKISTUS Tarkista kalvo kulumien tai reikien varalta. Vaihda mahdolliset vaurioituneet kalvot ennen pumppausta. Tarkista kartiot, sovitinkorkki tai pullot lohkeilun, halkeamien, repeämien tai muiden vaurioiden varalta. Vaihda mahdolliset vaurioituneet kartiot/sovitinkorkit/pullot ennen pumppausta. IMUKARTION SOPIVUUDEN TARKISTUS • Sopiva koko: Nänni liikkuu vapaasti kartion tunnelissa. • Liian pieni koko: Nänni hankautuu kartion tunnelia vasten. • Liian suuri koko: Nännipiha imeytyy kartion tunneliin.
VOIMAKAS SIHISEVÄ ÄÄNI TAI ILMAVUOTO	VENTTIILIN TARKISTUS Tarkista venttiilit repeytymien tai reikien varalta. Vaihda mahdollisesti vaurioituneet venttiilit ennen pumppausta. Pese venttiilit puhdistusosion ohjeiden mukaisesti. Älä työnnä pulloharjaa tai mitään vastaavaa venttiileihin. Suosittelemme venttiilien vaihtamista 8–12 viikon välein, mutta aika voi vaihdella puhdistuksen ja käytön mukaan. LIITÄNTÖJEN TARKISTUS Tarkista, että kokoonpano on suoritettu oikein ja että kaikki liitoskohdat on tukevasti kiinnitetty. • Letkusovitin letkuliitääntään • Letkusovitin letkuihin Tarkista, että sovitinkorkki on liitetty imukartioon. Saattaa kannattaa poistaa sovitinkorkki ja liittää se takaisin imukartioon.

Jos sinulla on edelleen kysyttävää tai ongelmia, soita Amedan valtuutetulle ParentCare-asiakaspalvelutiimille numeroon **1.866.992.6332**.

VIRTALÄHDE	VIRTASOVITIN Ameda Mya Joy on optimoitu käytettäväksi virtasovittimen kanssa. Varmista, että virtasovitin on kytketty kokonaan pumpun pohjan kylkeen. Varmista, että pumpun pohjaan ei ole asennettu paristoja. Varmista, että kytket pumpun päälle kääntämällä imun valitsinta. Kokeile pumpua toisessa sähköpistorasiassa. AA-PARISTOT Varmista, että paristot on asennettu oikein kuvan osoittamalla tavalla rintapumpun pohjan paristolokeroon. Käytä uusia ensiluokkaisia paristoja (kuten Energizer, Duracell.) Älä käytä paristoja, jos virtasovitin on kytketty pumpun pohjan kylkeen. Jos ongelma jatkuu, voit testata, toimivatko paristot toisessa paristokäyttöisessä laitteessa.
"Lo"-ilmoitus LCD-näytössä	Kun AA-paristojen varaus on alhainen, LCD-näyttöön tulee "Lo"-ilmoitus. Vaihda tällöin kaikki paristot tai käytä virtasovitinta.
"ERR"-ilmoitus LCD-näytössä	• Varmista, että virtasovittimen jänniteluokitus on oikea (hyväksytty Ameda-virtasovitin). • Vaihda virtasovitin. • Ota Amedaan yhteys soittamalla numeroon 1.866.992.6332

FCC:N LAUSUNTO

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 määräysten mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavaa kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa.

Muistutus: muutosten tai muokkausten tekeminen tähän laitteeseen ilman Amedan nimenomaista hyväksyntää voi mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom.:

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen B-luokan digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallisista häiriöistä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että tietyssä asennuksessa ei esiintyisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä virta uudelleen, ongelman voi yrittää poistaa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikalta.

11. TAKUU

AMEDAN TAKUUTA EI VOI SIIRTÄÄ TOISELLE HENKILÖLLE. SÄHKÖTOIMISEN AMEDA MYA JOY -RINTAPUMPUN ("TUOTE") TAKUU ON MYÖNNETTY AINOASTAAN ALKUPERÄISELLE KÄYTTÄJÄLLE - JOKO INSTITUUTTIOLLE TAI YKSITTÄISELLE KÄYTTÄJÄLLE ("ENSIMMÄINEN KÄYTTÄJÄ").

Siitä päivästä lukien, jolloin yksittäinen käyttäjä on ostanut tämän tuotteen, Ameda Company, Inc. ("Ameda") myöntää yksittäiselle käyttäjälle takuun tuotteen materiaali- tai valmistusvirheiden varalta kahden vuoden ajaksi pumppumekanismin osalta ja 90 päiväksi muille pumpun komponenteille rintapumpun venttiileitä lukuun ottamatta. Amedan ainoa velvoite tämän rajoitetun takuun puitteissa on Amedan oman harkinnan mukaan sellaisen tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen, jonka Ameda on määrittänyt vialliseksi ja todennut sisältyvän tähän nimenomaiseen rajoitettuun takuuseen. Tähän rajoitettuun takuuseen sisältyvä korjaus tai vaihto on ensimmäisen käyttäjän ainoa ja yksinomainen oikeus.

TAKUUPALVELUN SAAMISEKSI ON ESITETTÄVÄ OSTOTODISTUKSENA KUITTI TAI MYYNTILASKU, JOSTA KÄY ILMI, ETTÄ TUOTTEEN TAKUUKAUSI ON VOIMASSA. Ameda myöntää tämän rajoitetun takuun VAIN ensimmäiselle käyttäjälle. Sille ei voi nimetä muita edunsaajia eikä sitä voi siirtää eteenpäin. Jos tarvitset takuupalvelua, soita Amedalle numeroon 1.866.992.6332.

PAITSI NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOISSA SOVELLETTAVAT LAIT SEN ESTÄVÄT, MITÄÄN IMPLISIITTISIÄ TAKUITA TUOTTEEN KAUPAKSI KÄYMISESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI TÄTEN ANNETA. AMEDA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANKAISEVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT MINKÄÄNLAISESTA TUOTTEEN NIMENOMAISEN RAJOITETUN TAKUUN RIKKEESTÄ TAI MINKÄÄN LAKIIN PERUSTUVAN TAKUUN RIKKEESTÄ. TÄSSÄ MÄÄRITETYN NIMENOMAISEN RAJALLISEN TAKUUN LISÄKSI TÄHÄN TUOTTEeseen EI LIITY MITÄÄN MUITA TAKUITA, JA KAIKKI SUULLISET, KIRJALLISET TAI MUUT VÄITTÄMÄT SULJETAAN TÄTEN TAKUUN ULKOPUOLELLE.

TAKUUN RAUKEAMINEN

Muiden edellä mainittujen takuun rajoitusten lisäksi takuu raukeaa ja sen voimassaolo ja vaikutus päättyvät missä tahansa seuraavissa tilanteissa:

- (i) tuotteen vaurioituminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai käytöstä
- (ii) pumpun moottori on avattu, on tehty muutoksia, omia korjauksia tai laitetta on käytetty tämän oppaan ohjeita noudattamatta
- (iii) yksittäinen käyttäjä ei ole ylläpitänyt tuotetta asianmukaisesti Amedan antamien ohjeiden mukaan
- (iiii) Ameda toteaa, että muita kuin Amedan hyväksymiä lisätarvikkeita tai varaosia on käytetty tuotteen kanssa.

Missä tahansa edellä mainituista tilanteista Ameda ei ole suorasti eikä epäsuorasti vastuussa tuotteelle tai sen osille aiheutuvista vaurioista eikä niistä aiheutuvista loukkaantumisista. Edellä mainitut takuuehdot korvaavat kaikki aikaisemmat ostettuun tuotteeseen liittyvät takuut, kirjalliset tai muut.

Yhdysvaltojen ulkopuolella: Soita paikalliselle jälleenmyyjällesi tai tuotteen ostopaikkaan. Listausta maasi jälleenmyyjistä on osoitteessa www.ameda.com.

12. TEKNISET TIEDOT

12.1 Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus	Sähkötoiminen rintapumppu
Malli	Ameda Mya Joy
Imu	Stimulaatiotila: Noin -40~-170 mmHg
	Pumppaustila: Noin -50~-250 mmHg
Imutasot	Stimulaatiotila: 6 tasoa
	Pumppaustila: 12 tasoa
Sykliä minuutissa	Stimulaatiotila: 80~120 sykliä/min
	Pumppaustila: 20~65 sykliä/min
Rintasuojiin koot	25 mm
Virtalähde	Lääketieteellinen vaihtovirtasovitin – lähtö: 6,0 VDC / 1 A, 1 000 mA Tulo: 100–240 VAC 50/60 Hz
	Neljä AA-paristoa, 1,5 V, alkali (EI MUKANA)
Paristojen kesto	Noin 1,5 tuntia, erityyppisten paristojen käyttö voi vaikuttaa paristojen kestoon
Lisätoiminto	Automaattinen virrankatkaisu 45 minuutin jälkeen
Laitteen paino	Noin 232,6 g – ilman paristoja Noin 328,4 g – paristojen kanssa
Laitteen mitat	110 × 93 × 55 mm (P × L × K)
Käyttöympäristö	Lämpötila: 5 °C ~ 40 °C
	Kosteus: 15~93 % suhteellinen kosteus
	Paine: 70 kPa ~ 106 kPa
Varastointi- ja kuljetusympäristö	Lämpötila: -20 °C ~ 55 °C
	Kosteus: ≤ 93 % suhteellinen kosteus
Odotettu käyttöikä	Laite on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman huolellisesti, ja sen odotettu käyttöikä on 400 tuntia.
Kotelointiluokitus	IP22
Luokitus	Laite, jossa on sisäinen virtalähde, tyyppi BF
Suojausluokka	Luokka II / kaksoiseristetty

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

12.2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Tämä laite on seuraavien standardien mukainen:

IEC 60601-1-11 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – Osa 1-11: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvylle – Täydentävä standardi: Vaatimukset terveydenhuollon kotiympäristössä käytettäville sähkökäyttöisille lääkintälaitteille ja sähkökäyttöisille lääkintäjärjestelmille. Täyttää standardien IEC 60601-1-2 (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja AAMI/ANSI ES60601-1 (turvallisuus) vaatimukset. Valmistaja on ISO 13485 -sertifioitu.

TAULUKKO 1

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt		
Laite on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.		
Säteilytesti	Yhdenmukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Säteilypäästö CISPR 11	Ryhmä 1, luokka B	Laite käyttää radiotaajuusenergiaa vain sen sisäisiin toimintoihin. Siksi sen päästöt ovat hyvin vähäistä, eikä se todennäköisesti aiheuta häiriötä lähellä sijaitseville sähkölaitteille.
Johtuvat päästöt CISPR 11	Ryhmä 1, luokka B	Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa laitoksissa, mukaan lukien kotikäyttö sekä käyttöympäristöt, jotka on kytketty suoraan julkiseen pienjänniteverkkoon, joka syöttää virtaa kotitalouskäyttöön.
Harmoniset yliaallot IEC 61000-3-2	Luokka A	
Jännitevaihtelut/ välkyntäpäästöt IEC 61000-3-3	Yhdenmukainen	

TAULUKKO 2

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettisten häiriöiden sieto (terveydenhuollon kotiympäristö)			
Laitte on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.			
HÄIRIÖSIETOTESTI	IEC 60601 -testitaso	Yhdenmukaisuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakti ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma	±8 kV kontakti ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma	Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat peitetään synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden pitää olla vähintään 30 %.
EFT-transientti/purske IEC 61000-4-4	±2 kV, 100 kHz, vaihtovirtaliitäntä	±2 kV, 100 kHz, vaihtovirtaliitäntä	Verkkovirran laadun pitää vastata tavallista kaupallista tai sairaalaympäristöä.
Ylijänniteaalto IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV (eromuotoinen)	±0,5 kV, ±1 kV (eromuotoinen)	Verkkovirran laadun pitää vastata tavallista kaupallista tai sairaalaympäristöä.
Jännitteen laskujen, lyhyiden katkosten ja verkkojännitteen vaihtelujen sieto IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 jakson ajan 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 315° 0 % UT; 1 jakson ajan ja 70 % UT; 25/30 jakson ajan; yksivaiheinen: 0° 0 % UT; 250/300 jakson ajan	0 % UT; 0,5 jakson ajan 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 315° 0 % UT; 1 jakson ajan ja 70 % UT; 25/30 jakson ajan; yksivaiheinen: 0° 0 % UT; 250/300 jakson ajan	Verkkovirran laadun pitää vastata tavallista kaupallista tai sairaalaympäristöä.
Verkkotaajuuden (50/60 Hz) magneettikenttä IEC 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz tai 60 Hz	30 A/m; 50 Hz tai 60 Hz	Käyttötaajuuden magneettisten kenttien pitää olla tasoilla, jotka vastaavat tavallista sijaintia tyypillisessä kaupallisessa tai sairaalaympäristössä.

TAULUKKO 3

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettisten häiriöiden sieto (terveydenhuollon kotiympäristö)			
Laitte on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.			
HÄIRIÖNSIETOTESTI	IEC 60601 -testitaso	Yhdenmukaisuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6	3 V taajuudella 0,15–80 MHz; 6 V ISM- ja amatööriradiokaistoilla taajuudella 0,15–80 MHz	3 V taajuudella 0,15–80 MHz; 6 V ISM- ja amatööriradiokaistoilla taajuudella 0,15–80 MHz	Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuutta käyttäviä viestintälaitteita ei saa käyttää lähettimen taajuuteen perustuvan yhtälön mukaan laskettua suositusetaisyys lähempänä laitteen mitään osaa (kaapelit mukaan lukien).
Säteilevä radiotaajuus IEC 61000-4-3	385 MHz, 27 V/m	385 MHz, 27 V/m	
	450 MHz, 28 V/m	450 MHz, 28 V/m	Suositusetaisyys 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2,7 Ghz jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama suurin lähettimen lähtöteholukema watteina (W) ja d on suositusetaisyys metreinä (m).
	710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m	710 MHz, 745 Hz, 780 MHz 9 V/m	
	810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m	810 MHz, 870 Hz, 930 MHz 28 V/m	Kiinteiden radiotaajuuslähetinten kentänvoimakkuuksien, jotka on määritetty käyttöpaikan sähkömagneettisessa tutkimuksessa, a:n tulisi jäädä yhdenmukaisuustason alapuolelle jokaisella taajuusalueella.
	1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz 28 V/m	20 MHz, 1 845 Hz, 1 970 MHz 28 V/m	
	2 450 MHz, 28 V/m	2 450 MHz, 28 V/m	Häiriöitä voi tapahtua seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä:
	240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz 9 V/m	40 MHz, 5 500 Hz, 5 785 MHz 9 V/m	
			

TAULUKKO 4

Suositellut erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuutta käyttävien viestintälaitteiden ja laitteen välillä (terveydenhuollon kotiympäristö)		
Laitte on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, joissa säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan. Asiakas tai laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä noudattamalla vähimmäisetäisyyttä kannettavien ja siirrettävien radiotaajuuksia käyttävien viestintälaitteiden (lähettinten) ja laitteen välillä jäljempänä suositellulla tavalla, viestintälaitteen suurimman lähtötehon mukaisesti.		
Lähettimen suurin nimellislähtöteho W	Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan m	
	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,23
0,1	0,38	0,73
1	1,2	2,3
10	3,8	7,3
100	12	23
Niiden lähettinten osalta, joiden suurin nimellislähtöteho ei ole oheisessa luettelossa, suositusetäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen perustuvaa yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen suurin lähtöteho watteina (W). HUOMAUTUS 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz noudatetaan suuremman taajuusalueen etäisyyttä. HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä ole voimassa kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa imeytyminen ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.		


12.3 Tuotteen hävittäminen

Tämä tuote sisältää sähköisiä ja elektronisia osia.



1. Tämän tuotteen sisäiset komponentit saattavat sisältää haitallisia materiaaleja. Hävitä tuote paikallisten tai alueellisten jätteenkäsittelyjärjestelmien ja -asetusten mukaisesti.
2. Älä hävitä lajittelemattomana kunnallijätteenä.
3. Lisätietoja tämän tuotteen ympäristöominaisuuksista on sivustolla www.ameda.com.

13. KÄYTTÖ- JA VARASTOINTIOLOSUHTEET



Käyttöolosuhteet



Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

14. MATKUSTUS TAI KÄYTTÖ ULKOMAILLA



VAARA: Käytä **VAIN** Ameda Mya Joy -rintapumpulle suositeltua virtasovitinta. Australian, Ison-Britannian, Euroopan tai muiden maiden pistokekonfiguraatioilla varustettuja virtasovittimia ei saa käyttää Pohjois-Amerikassa.

Jos matkustat Ameda Mya Joy -rintapumpun ostomaan ulkopuolelle, sinun on käytettävä paristoja tai matkustusmaahan tarkoitettua Ameda Mya Joy -virtasovitinta, jotta voit käyttää rintapumppua matkustamisen aikana.



VAARA: Voit aiheuttaa vakavaa vahinkoa itsellesi tai vaurioittaa rintapumppua.

15. AMEDA-LISÄTARVIKKEET JA -VARAOSAT

JOIDENKIN PUMPPUJEN MUKANA VOIDAAN TOIMITTAA JOITAKIN SEURAAVISTA LISÄTARVIKKEISTA:

Voit myös tilata näitä lisätarvikkeita tai varaosia verkossa, paikallisella Ameda-jälleenmyyjältä tai Ameda-vakuutuksen tarjoajalta. Lisätietoja on osoitteessa www.ameda.com.



Dottie-kassi



Minnie-kassi



virtasovitin



Cool'N Carry-maidonsäilytyskassi



Jäähdytyslementti



Rintamaidon säilytyspullot



Store'N Pour-pussit



Yhden käden rintapumppu



Pullonpidikkeet



21,0 mm Flexishield™-nännipihastimulaattori



25,0 mm Imukartio



28,5 mm Imukartiot



28,5 mm:n sisäke / 30,5 mm:n imukartio



32,5 / 36,0 mm:n imukartio



Venttiili



Kalvo



Letku



Letkusovitin



Sovitinkansi



Lukitusrenkas



Lukituslevy